


BISCO etsgeler med kontrastblå färg



Uni-Etch och Etch-37 är sk semigeler utvecklade för klassisk totalets.



Select HV Etch är specifikt utvecklad för att kunna appliceras på emalj utan att den flyter iväg. Passar utmärkt tillsammans med moderna adhesivsystem som kan användas både för självetts, total-ets och selektiv emaljets, t ex All-Bond Universal och Bisco Universal Primer.

BISCO erbjuder etsgeler avsedda både för totalets och för selektiv emaljets. Färgen är numer starkt kontrastblå som gör den enkel att se. Etsgelerna är både lätta att applicera och enkla att spola bort. **Uni-Etch**[®] (32% fosforsyra) och **Etch-37**[™] har samma indikationsområde och ger samma etsverkan på emalj och dentin. Båda är i första hand avsedda för totaletsteknik, då de lättare flyter ut över etsytan. **Select HV**[®] **Etch** (35% fosforsyra) har utvecklats med tanke på selektiv emaljetsning som kommit att rekommenderas med nya adhesiver som passar för olika ets tekniker som t ex All-Bond Universal och Bisco Universal Primer.

Etsgelen finns i följande varianter:

Select HV Etch 4x5g spruta med kanyler art nr 4054

Uni Etch 32% 4x5g spruta med kanyler art nr 4024

Etch-37 4x5g spruta med kanyler art nr 4025

Uni Etch 32% 30g flaska art nr 4004

Select HV Etch 35% kit, jumbospruta 30ml med 30 tomsprutor á 1,2 ml art nr 4050

Select HV Etch 35 %, jumbospruta refill art nr 4052